

SCHEMA TECNICA KIT PER IMPLANTOLOGIA IMPLANTOLOGY KIT TECHNICAL DATA SHEET

IMPLANTOLOGY SET KIT SET CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

I - Non utilizzare se l'involucro è aperto o danneggiato
GB - Do not use if the packaging is open or damaged
FR - Attention: ne pas utiliser si l'emballage est endommagé/ouvert

- 1pc Back table cover PE + crepe paper / light blue / cm 150x160 / crepe paper reinforce cm 60x150
Telo tavolo assorbente PE + carta crespata / blu / cm 150x160 / carta crespata cm 60x150
- 2pcs Microfiber gown / blue / size M-L / with 2 hand towel / wrapped in crepe paper
Camici microfibra sms / blu / size M-L / con 2 asciugamani / avvolto in carta crespata
- 1pc Surgical aspirator / PVC tubing cm 200 / 2 female connectors / 1 male connector
Aspiratore chirurgico / PVC cm 200 / 2 connettori femmina / 1 connettore maschio
- 2pcs Surgical drape / blue / cm 75x90
Teli chirurgici / blu / cm 75x90
- 1pc Surgical U drape / blue / With adhesive / cm 100x120 / hole size cm 6x30 / 2 layers water resistant
Telo chirurgico a U / blu / Con adesivo / cm 100x120 / foro di cm 6x30 / 2 strati resistente all'acqua
- 1pc Tubing sleeve in transparent PE cm 120x7 / with carton inserter (cm 19,5x5,5)
Guaina PE trasparente cm 120x7 / inserita in un cartone (cm 19,5x5,5)
- 2pcs Surface protective film with adhesive / cm 20 x 20 / blue / silicon coated paper backing
Pellicola protettiva con adesivo / cm 20 x 20 / blu / silicio rivestito supporto di carta
- 1pc Waste Bag / red color / cm 22x35 / self sealing
Borsa portarifiuti / colore rosso / cm 22x35 / autosaldante

DEHP il prodotto contiene ftalati - The product contains phthalates

rev. 001
D - Achtung: nicht anwenden, wenn Verpackung beschädigt/geöffnet ist
E - Precaución: no usar si el envase está danado o abierto
GR - Προσοχή: να χρησιμοποιηθείτε μόνον,α, το καλάυμια,α ακερα.

REF KIT0003
LOT KIT0003201301

use by
2019-01-01



STERILE EO



0476

Dispositivo Medico di Classe IIA/Class IIA Medical Device

CODICE/CODE: KIT0003

STOCCAGGIO/STORAGE CONDITIONS: mantenere in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, fonti di calore e umidità. Keep in a cool and dry place, far from sunlight, heat and humidity.

Amministratore delegato/General Manager

edizione 0 del 26.02.2016

Enrico Sala 