

## **SCHEDA TECNICA BARRIER FILM**

Pellicola adesiva per la protezione di manici, pannelli, lampade, siringhe aria/acqua. Prodotta con politene a bassa densità. Il prodotto è monouso e non sterile.

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva Cee 93/42 e successive modifiche e integrazioni.

Dimensioni singolo strappo: larghezza cm 10 e lunghezza cm. 15

Disponibile nei colori trasparente e blu

Scadenza: il prodotto ha scadenza di 3 anni dalla data di produzione se correttamente conservato.



**CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:** conservare a temperature ambiente in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintilla.

### **BARRIER FILM**

BARRIER FILM B	10x15cm blu	1200 fogli/conf. singola
BARRIER FILM V	10x15cm verde	1200 fogli/conf. singola
BARRIER FILM T	10x15cm trasparente	1200 fogli/conf. singola

### Istruzioni d'Uso:

- Aprire la scatola di cartone
- Posizionare il rotolo nel dispenser
- Srotolare il film fino al pretaglio desiderato
- Strappare il film e posizionarlo sulla superficie da proteggere.

*Sogeva s.r.l.*  
*L'Attenzione è la Qualità*  
*Sala Enrico*

Ospitaletto (Brescia) 26.02.2016

Edizione 1