

## SCHEMA TECNICA KIT PER PAZIENTI E SUPERFICI

### DENTAL SET KIT TECHNICAL DATA SHEET

#### DENTAL SET KIT KIT PER PAZIENTI E SUPERFICI

I - Non utilizzare se l'involucro è aperto o danneggiato  
GB - Do not use if the packaging is open or damaged  
FR - Attention: ne pas utiliser si l'emballage est endommagé/ouvert

- 1pc Crepe paper / light blue / approx cm 60x60  
Carta crespata / blu / circa cm 60x60
- 1pc Surgical drape / blue / NO adhesive / cm 75x90 / 2 layers water resistant  
Telo chirurgico telo / blu / NO adesivo / cm 75x90 / 2 strati resistente all'acqua
- 2pcs Surgical drape / blue / NO adhesive / cm 50x75 / 2 layers water resistant  
Teli chirurgici / blu / NO adesivo / cm 50 x 75 / 2 strati resistente all'acqua
- 1pc Surgical U drape / blue / With adhesive / cm 100x120 / hole size cm 6 x 30 / 2 layers water resistant  
Telo chirurgico U / blu / Con adesivo / cm 100x120 / foro di cm 6x30 / Due strati resistenti all'acqua
- 2pcs Tubing sleeve in transparent PE cm 120x7 / with carton inserter (cm 19,5x5,5)  
Guaine in PE trasparente cm 120x7 / inserita in un cartone (cm 19,5x5,5)
- 4pcs Surface protective film with adhesive / cm 20x20 / blue / one pouches  
Superficie della pellicola protettiva con adesivo / cm 20x20 / blu / una busta

rev. 001

D - Achtung: nicht anwenden, wenn Verpackung beschädigt/geöffnet ist  
E - Precaución: no usar si el envase está danado o abierto  
GR - Προσοχή: να χρησιμοποιηθείτεi μόνον,α το κατάλληλα ακερό.

il prodotto contiene ftalati - The product contains phthalates



REF KIT0001  
LOT KIT0001201301

use by  
2019-01-01



STERILE EO



B



0476

Dispositivo Medico di Classe I/Class I Medical Device

CODICE/CODE: KIT0001

STOCCAGGIO/STORAGE CONDITIONS: mantenere in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, fonti di calore e umidità. Keep in a cool and dry place, far from sunlight, heat and humidity.

Amministratore delegato/General Manager

Enrico Sala

edizione 0 del 26.02.2016