

SCHEDA TECNICA

KIT PER CHIRURGIA E MAXILLO FACCIALE

ORAL SURGERY KIT TECHNICAL DATA SHEET

rev. 001

I - Non utilizzare se l'involucro è aperto o danneggiato
GB - Do not use if the packaging is open or damaged
FR - Attention: ne pas utiliser si l'emballage est endommagé/ouvert

ORAL SURGERY SET KIT PER CHIRURGIA E MAXILLO FACCIALE

- 1pc Back table cover PE + crepe paper / light blue / cm 150x160 / crepe paper cm 60x150
Telo idrorepellente SONTARA / blu / cm carta 150x160 / carta crespada cm 60x150
- 2pcs SONTARA gown / blue color / size M-L / surgical folded / with 2 hand towels / wrapped in crepe paper
Camici per operatore ed assistente SONTARA / blu / size ML / chirurgico piegato / con 2 asciugamani / avvolti in carta crespada
- 1pc Bouffant cap / blue color / for patient
Cuffietta / colore blu / per paziente
- 2pcs Surgical drape / blue / cm 75x90 / 2 layers water resistant
Teli chirurgici / blu / cm 75x90 / 2 strati resistenti all'acqua
- 1pc Mayo table cover / blue / size cm 80x120
Federa di Mayo / blu / cm 80x120
- 1pc Transparent Pvc drape / with adhesive / cm 40x50
Telo trasparente pvc / con adesivo / cm 40x50
- 1pc Tubing sleeve in transparent PE cm 240x7
Guaina trasparente 240x7
- 1pc Surgical aspirator with yankauer tip / PVC tubing cm 200 / 2 Female connectors / 1 male connector
Aspiratore chirurgico / pvc tubo cm 200 / con 2 adattatori femmina / 1 adattatore maschio
- 2pcs Surface protective film with adhesive / cm 20x20 / blue
Pellicole adesive / cm 20x20 / blu
- 1pc Patient disinfection kit / blue / PVC bowl
Kit per disinfezione paziente / blu / PVC
- 1pc Sontara surgical drape / blue / cm 67x75
Telo idrorepellente con lato adesivo/blu / 67x75
- 1pc SONTARA surgical U drape / blue
Telo SONTARA a U / blu / con adesivo
- 5pcs Cotton gauze balls diameter 3 cm
Tamponi in garza rotondi 3 cm diametro
- 1pc Waste Bag / red color / cm 22x35 / self sealing
Busta per materiale contaminato / colore rosso / cm 22x35 / autosigillante

D - Achtung: nicht anwenden, wenn Verpackung beschädigt/geöffnet ist
E - Precaution: no usar si el envase está danado o abierto
GR - Προσοχή: να χρησιμοποιηθείτε μονοχρά το κατάλληλα άκρως

DEHP il prodotto contiene ftalati - The product contains phthalates



0476

Dispositivo Medico di Classe IIA/Class IIA Medical Device

CODICE/CODE: KIT0004

STOCCAGGIO/STORAGE CONDITIONS: mantenere in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, fonti di calore e umidità. Keep in a cool and dry place, far from sunlight, heat and humidity.

Amministratore delegato/General Manager

edizione 0 del 26.02.2016

Enrico Sala