

## **SCHEMA TECNICA GHIACCIO SPRAY IPOTERMIZZANTE**

Ghiaccio spray ipotermizzante per uso dentale. Si tratta di un aerosol incolore prodotto in tre varianti: menta, arancio e vaniglia.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Dimensioni: ml 125 e ml 150
- Il lotto è stampato sulla parte superiore del tappo.
- Packing: astucci da 3 bombolette complete di cannula erogatrice.
- Dispositivo Medico di Classe IIB in base alla Direttiva Cee 93/42 e successive modifiche e integrazioni
- Scadenza: 5 anni dalla data di produzione. La scadenza è indicata sul fondo della bomboletta.

### **CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:**

Conservare in luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e umidità.



Amministratore Delegato: Enrico Sala

edizione 1 del 16.02.2016

  
**Sogeva s.r.l.**  
**Enrico Sala**